Programat® CS4

Valid from software V2.1

Program structure

Program	Name	Description	Duration[6]	Programat® Sinter Tray	IPS e.max® CAD Crystallization Tray	IPS Speed Tray
1	IPS e.max ZirCAD Prime Speed sintering	Program for the fast sintering of IPS e.max ZirCAD Prime[1], incl. pre-drying	27 min[2]	✓[3]	–	–
2	IPS e.max ZirCAD MT Multi Speed sintering crown	Program for the fast sintering of IPS e.max ZirCAD MT Multi[1] crowns, incl. pre-drying	60 min[2]	✓[3]	–	–
3	IPS e.max ZirCAD MT Multi Sintering crown/bridge	Program for sintering of IPS e.max ZirCAD MT Multi[1] crowns/bridges with higher translucency, incl. pre-drying	114 min[2]	✓[3]	–	–
4	IPS e.max ZirCAD LT Speed sintering	Program for the fast sintering of IPS e.max ZirCAD LT[1], incl. pre-drying	27 min[2]	✓[3]	–	–
5	IPS e.max ZirCAD LT Sintering	Program for sintering of IPS e.max ZirCAD LT[1] with higher translucency, incl. pre-drying	47 min[2]	✓[3]	–	–
6	IPS e.max ZirCAD Stains/Glaze firing	Program for the Stains/ Glaze firing of IPS e.max ZirCAD with IPS e.max CAD Crystall./ materials	19 min	✓[3]	✓	–
7	IPS e.max CAD Speed crystallization (HT, MT, LT)	Program for the fast crystallization of IPS e.max CAD HT, MT or LT	17 min	✓[3]	–	✓
8	IPS e.max CAD Crystallization (HT, MT, LT)	Program for the crystallization of IPS e.max CAD HT, MT or LT	26 min	✓[3]	✓	–
9	IPS e.max CAD Crystallization (MO, Impulse)	Program for the crystallization of IPS e.max CAD MO or Impulse	33 min	✓[3]	✓	–
10	IPS e.max CAD Corrective/Stains/Glaze firing	Program for the Corrective, Stains and Glaze firing of IPS e.max CAD with IPS e.max CAD Crystall./ materials	22 min	✓[3]	✓[4]	✓[4]
11	IPS Empress CAD Stains/Glaze firing	Program for the Stains and Glaze firing of IPS Empress CAD with IPS e.max CAD Crystall./ materials	22 min	✓[3]	✓	–
12 –30	Individual programs			✓[3]	(✓)[5]	(✓)[5]

[1] This sinter program may only be used for restorations made from blocks.
[2] Duration without pre-drying. Duration is prolonged by 8–10 min when including pre-drying time.
[3] Programat Sinter Tray must always be used
[4] Use IPS e.max CAD Crystallization Tray or IPS Speed Tray
[5] Use a crystallization tray suitable for the program type. Not suitable for sintering programs.
[6] R&D Ivoclar, Schaan

Important: Predrying is mandatory for crystallization and glaze programs.

For more detailed information, please refer to the Instructions for Use of the respective material.

Version: 4
Date of issue: 2023-07
EN_DE

ivoclar

Programat® CS4

Gültig ab
Software V2.1

Programmstruktur

Program	Name	Beschreibung	Prozessdauer[6]	Programat® Sintertisch	IPS e.max® CAD Crystallization Tray	IPS Speed Tray
1	IPS e.max ZirCAD Prime Speed-Sinterung	Programm zum schnellen Sintern von IPS e.max ZirCAD Prime[1] inkl. Vortrocknung	27 min[2]	✓[3]	–	–
2	IPS e.max ZirCAD MT Multi Speed-Sinterung Krone	Programm zum schnellen Sintern von Kronen aus IPS e.max ZirCAD MT Multi[1] inkl. Vortrocknung	60 min[2]	✓[3]	–	–
3	IPS e.max ZirCAD MT Multi Sinterung Krone / Brücke	Programm zum Sintern von Kronen/Brücken aus IPS e.max ZirCAD MT Multi[1] mit höherer Transluzenz inkl. Vortrocknung	114 min[2]	✓[3]	–	–
4	IPS e.max ZirCAD LT Speed-Sinterung	Programm zum schnellen Sintern von IPS e.max ZirCAD LT[1] inkl. Vortrocknung	27 min[2]	✓[3]	–	–
5	IPS e.max ZirCAD LT Sinterung	Programm zum Sintern von IPS e.max ZirCAD LT[1] mit höherer Transluzenz inkl. Vortrocknung	47 min[2]	✓[3]	–	–
6	IPS e.max ZirCAD Malfarben-/Glanzbrand	Programm für den Malfarben- und Glanzbrand von IPS e.max ZirCAD mit IPS e.max CAD Crystall./-Materialien	19 min	✓[3]	✓	–
7	IPS e.max CAD Speed-Kristallisation (HT, MT, LT)	Programm zum schnellen Kristallisieren von IPS e.max CAD HT, MT oder LT	17 min	✓[3]	–	✓
8	IPS e.max CAD Kristallisation (HT, MT, LT)	Programm zum Kristallisieren von IPS e.max CAD HT, MT oder LT	26 min	✓[3]	✓	–
9	IPS e.max CAD Kristallisation (MO, Impulse)	Programm zum Kristallisieren von IPS e.max CAD MO oder Impulse	33 min	✓[3]	✓	–
10	IPS e.max CAD Korrektur-/Malfarben-/ Glanzbrand	Programm für den Korrektur-, Malfarben- und Glanzbrand von IPS e.max CAD mit IPS e.max CAD Crystall./-Materialien	22 min	✓[3]	✓[4]	✓[4]
11	IPS Empress CAD Malfarben-/Glanzbrand	Programm für den Malfarben- und Glanzbrand von IPS Empress CAD mit IPS e.max CAD Crystall./-Materialien	22 min	✓[3]	✓	–
12 –30	Individuelle Programme			✓[3]	(✓)[5]	(✓)[5]

[1] Dieses Sinterprogramm darf nur für Restaurationen aus Blöcken verwendet werden.
[2] Prozessdauer ohne Vortrocknung. Mit Vortrocknung dauert die Prozesszeit 8 – 10 Minuten länger.
[3] Programat Sintertisch muss immer verwendet werden
[4] IPS e.max CAD Crystallization Tray oder IPS Speed Tray verwenden
[5] Je nach Programmtyp passenden Crystallization Tray verwenden. Nicht für Sinterprogramme geeignet.
[6] F&E Ivoclar, Schaan

Wichtig: Für Kristallisations- und Glanzprogramme ist eine Vortrocknung zwingend notwendig.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Material-Gebrauchsinformationen.

Version: 4
Ausgabedatum: 2023-07
EN_DE

ivoclar